



**LABORATORIO PESI E MISURE**  
*Weights and Measures Laboratory*

**PESIEREM1\_INOX**

SET DI PESI IN ACCIAIO INOX CLASSE DI PRECISIONE M1




Set di pesi in ACCIAIO INOX, adatti nelle applicazioni di metrologia legale e nel settore industriale.

La classe di precisione M1 consente l'utilizzo di questi pesi per il controllo e la taratura di bilance e strumenti di misura in classe III fino a 10.000e.

Le nostre soluzioni a garanzia della qualità e della certezza nelle vostre misurazioni.

## Caratteristiche principali

- Conformi alla raccomandazione oiml - r111;
- classe di precisione m1;
- pesi in acciaio inox lucidato e austenitico;
- densità 7900 kg/m<sup>3</sup> (escluso frazioni);
- certificato di taratura accredia (ea) a richiesta;
- bollo di verifica prima a richiesta;
- custodia in legno;
- Completa di guanto e/o pinzetta (pinzetta e pennellino per WSAM1M05)



## Servizio di marcatura laser a richiesta:

- Il servizio di marcatura laser è utile a identificare singolarmente ogni peso o massa campione. In particolare:
  - La marcatura permette una più semplice identificazione e tracciabilità di ogni peso o massa;
  - È perfettamente liscia, non toglie materiale dal peso e non incide la superficie, evitando così il deposito di polvere;
  - È personalizzabile, a seconda delle esigenze delle aziende.

Inoltre:

- Rimane inalterata nel tempo;
- Può essere eseguita su masse e pesi già acquistati, di tutte le classi di precisione, da 1 g a 20 kg;
- È ideale per industrie farmaceutiche e laboratori.

## PARTICOLARE 1



Esempio di marcatura laser opzionale

**VERSIONI DISPONIBILI**

Codice	Numero pezzi	Pesi contenuti	Contenuto totale
WSAM1M05	12	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500	1,11g
WSAM1M50	20	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50	111,11g
WSAM1M100	21	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100	211,11g
WSAM1M200	23	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200	611,11g
WSAM1M500	24	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500	1111,11g
WSAM1MK1	25	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000	2111,11g
WSAM1MK2	27	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000	6111,11g
WSAM1MK5	28	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000, 5000	11111,11g
WSAM1MK10	29	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000, 5000, 10000	21111,11g
WSAM150	8	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50	110g
WSAM1100	9	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100	210g
WSAM1200	11	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200	610g
WSAM1500	12	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500	1110g
WSAM1K1	13	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000	2110g
WSAM1K2	15	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000	6110g
WSAM1K5	16	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000, 5000	11110g
WSAM1K10	17	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000, 5000, 10000	21110g

**SET DI PESIERE: ALTRI MODELLI**

WSAM1M100 (valori da 1mg a 100g)	WSAM1MK2 (valori da 1mg a 2kg)	WSAM1MK5 (valori da 1mg a 5kg)	WSAM1MK10 (valori da 1mg a 10kg)
			