



LABORATORIO PESI E MISURE
Weights and Measures Laboratory

PESI E E2

SET DI PESI IN ACCIAIO INOX CLASSE DI PRECISIONE E2




Set di pesi in ACCIAIO INOX, adatti nelle applicazioni di metrologia legale, nel settore industriale e nella ricerca.

La classe di precisione E2 consente l'utilizzo di questi pesi per il controllo e la taratura di bilance e strumenti in classe I fino a 500.000e.

Le nostre soluzioni a garanzia della qualità e della certezza nelle vostre misurazioni.

Caratteristiche principali

- Conformi alla raccomandazione oiml - r111;
- classe di precisione e2;
- in acciaio inox austenitico e lucidato;
- densita' 7900 kg/m3;
- disponibili con certificato di taratura accredia (ea) a richiesta;
- custodia in legno;
- completa di guanto e/o pinzetta (pinzetta e pennellino per WSE2M05)



Servizio di marcatura laser a richiesta:

- Il servizio di marcatura laser è utile a identificare singolarmente ogni peso o massa campione. In particolare:
 - La marcatura permette una più semplice identificazione e tracciabilità di ogni peso o massa;
 - È perfettamente liscia, non toglie materiale dal peso e non incide la superficie, evitando così il deposito di polvere;
 - È personalizzabile, a seconda delle esigenze delle aziende.

Inoltre:

- Rimane inalterata nel tempo;
- Può essere eseguita su masse e pesi già acquistati, di tutte le classi di precisione, da 1 g a 20 kg;
- È ideale per industrie farmaceutiche e laboratori.

PARTICOLARE 1



Esempio di marcatura laser opzionale

VERSIONI

VERSIONI DISPONIBILI

Codice	Numero pezzi	Pesi contenuti	Contenuto totale
WSE2M05	12	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500	1,11g
WSE2M50	20	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50	111,11g
WSE2M100	21	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100	211,11g
WSE2M200	23	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200	611,11g
WSE2M500	24	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500	1111,11g
WSE2MK1	25	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000	2111,11g
WSE2MK2	27	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000	6111,11g
WSE2MK5	28	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000, 5000	11111,11g
WSE2MK10	29	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000, 5000, 10000	21111,11g
WSE250	8	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50	110g
WSE2100	9	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100	210g
WSE2200	11	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200	610g
WSE2500	12	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500	1110g
WSE2K1	13	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000	2110g
WSE2K2	15	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000	6110g
WSE2K5	16	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000, 5000	11110g
WSE2K10	17	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000, 5000, 10000	21110g

SET DI PESIERE: ALTRI MODELLI

WSE2M100 (valori da 1mg a 100g)	WSE2MK2 (valori da 1mg a 2kg)	WSE2MK5 (valori da 1mg a 5kg)	WSE2MK10 (valori da 1mg a 10kg)
			