



LABORATORIO PESI E MISURE
Weights and Measures Laboratory

PESIEREF1IN

SET DI PESI IN ACCIAIO INOX CLASSE DI PRECISIONE F1




Set di pesi in ACCIAIO INOX, adatti nelle applicazioni di metrologia legale, nel settore industriale e nella ricerca.

La classe di precisione F1 consente l'utilizzo di questi pesi per il controllo e la taratura di bilance e strumenti in classe II fino a 100.000e.

Le nostre soluzioni a garanzia della qualità e della certezza nelle vostre misurazioni.

Caratteristiche principali

- Conformi alla raccomandazione oiml - r111;
- classe di precisione f1;
- pesi in acciaio inox lucidato e austenitico;
- densita' 7900 kg/m3;
- disponibili con certificato di taratura accredia (ea) a richiesta;
- custodia in legno;
- completa di guanto e/o pinzetta (pinzetta e pennellino per WSAF1M05)



Servizio di marcatura laser a richiesta:

- Il servizio di marcatura laser è utile a identificare singolarmente ogni peso o massa campione. In particolare:
 - La marcatura permette una più semplice identificazione e tracciabilità di ogni peso o massa;
 - È perfettamente liscia, non toglie materiale dal peso e non incide la superficie, evitando così il deposito di polvere;
 - È personalizzabile, a seconda delle esigenze delle aziende.

Inoltre:

- Rimane inalterata nel tempo;
- Può essere eseguita su masse e pesi già acquistati, di tutte le classi di precisione, da 1 g a 20 kg;
- È ideale per industrie farmaceutiche e laboratori.

PARTICOLARE 1



Esempio di marcatura laser opzionale

VERSIONI

VERSIONI DISPONIBILI

Codice	Numero pezzi	Pesi contenuti	Contenuto totale
WSAF1M05	12	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500	1,11g
WSAF1M50	20	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50	111,11g
WSAF1M100	21	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100	211,11g
WSAF1M200	23	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200	611,11g
WSAF1M500	24	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500	1111,11g
WSAF1MK1	25	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000	2111,11g
WSAF1MK2	27	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000	6111,11g
WSAF1MK5	28	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000, 5000	11111,11g
WSAF1MK10	29	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000, 5000, 10000	21111,11g
WSAF150	8	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50	110g
WSAF1100	9	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100	210g
WSAF1200	11	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200	610g
WSAF1500	12	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500	1110g
WSAF1K1	13	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000	2110g
WSAF1K2	15	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000	6110g
WSAF1K5	16	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000, 5000	11110g
WSAF1K10	17	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000, 5000, 10000	21110g

SET DI PESIERE: ALTRI MODELLI

WSAF1M100 (valori da 1mg a 100g)	WSAF1MK2 (valori da 1mg a 2kg)	WSAF1MK5 (valori da 1mg a 5kg)	WSAF1MK10 (valori da 1mg a 10kg)
			